

# Dentapreg™ Anatomical Post | Anatomische Wurzelstifte

English

Deutsch


1) Clean the root canal. Ensure dry working area (rubberdam).

1) Reinigen Sie den Wurzelkanal. Stellen Sie (durch einen Kofferdam) ein trockenes Arbeitsfeld sicher.



2) Measure the length of the root canal utilizing gutapercha tonque.

2) Messen Sie die Länge des Wurzelkanals mithilfe eines Guttaperchastiftes.




3) Apply etching gel and subsequently adhesive system to the root canal and light cure it.\*

3) Applizieren Sie das Etch-Gel und anschließend das Adhäsivsystem in den Wurzelkanal und härten Sie aus.\*




4) Remove the strip from the blister and cut it with scissors to required length.\*\*

4) Nehmen Sie den Streifen aus dem Blister und schneiden Sie ihn mit einer Schere auf die erforderliche Länge.\*\*



5) Cut on the bias the end of the strip and adapt it into the root canal.

5) Schneiden Sie das Ende des Streifens schräg zu und führen Sie den Streifen in den Wurzelkanal.



6) Remove the strip from the root canal and light cure it for 40 seconds.

6) Nehmen Sie den Streifen aus dem Wurzelkanal und härten Sie ihn für die Dauer von 40 Sekunden aus.




7) Apply a layer of the cement into the root canal and on the surface of the cured strip.\*

7) Applizieren Sie eine Zementschicht in den Wurzelkanal und auf den ausgehärteten Streifen.\*




8) Insert the strip into the root canal again.

8) Schieben Sie den Streifen nun wieder in den Wurzelkanal.




9) Clean the overflowing cement in flaring area and light cure it.\*

9) Entfernen Sie Zementrückstände in der Umgebung des Flarings. Härten Sie den Zement aus.\*



\* Follow the manufacturer instructions. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers.

\*\* Protect the rest of the strip against the light. Schützen Sie den nicht verbrauchten Streifen vor Licht.



# Dentapreg™ Anatomický Post | Perno anatomico

Česky

Italiano


1) Vyčistěte kořenový kanálek. Zajistěte suché pracovní pole (rubberdam).

1) Estrarre i resti del riempimento dal canale radicolare. Assicurare un campo d'azione asciutto (utilizzando una diga di gomma).



2) Změřte délku kanálku pomocí gutaperčového čepu.

2) Misurare la lunghezza del canale radicolare usando la punta di gutta-perca.




3) Aplikujte do kořenového kanálku etching gel a následně adhezivní systém, vytvrďte ho.\*

3) Applicare uno strato sottile di gel mordenzante e del sistema adesivo nel canale radicolare.\*




4) Vyjměte pásek z blístru a ustříhněte ho na požadovanou délku.\*\*

4) Estrarre la striscia dal blister e tagliare la lunghezza desiderata.\*\*



5) Zastříhněte šikmo konec pásku a adaptujte ho do kořenového kanálku.

5) Tagliare l'estremità della striscia in forma di punta e porre questa punta nel canale radicolare.




6) Vyjměte pásek z kanálku a vytvrďte ho po dobu 40 sekund.

6) Estrarre la striscia dal canale radicolare e fotoindurirla per 40 secondi.




7) Aplikujte vrstvu cementu do kořenového kanálku a na vytvrzený pásek.\*

7) Applicare uno strato di cemento nel canale radicolare e sulla striscia.\*




8) Vložte opět pásek do kořenového kanálku.

8) Rimettere la striscia cementata nel canale radicolare.



9) Odstraňte přebytek cementu v oblasti flaringu a cement vytvrďte.\*

9) Eliminare gli eccessi del cemento. Fotoindurire il cemento.\*



\* Postupujte dle doporučení výrobce. Secondo le istruzioni del produttore.

\*\* Nepoužitou část pásku chraňte před světlem. Proteggere la parte non utilizzata dalla luce.

